



GelPOINT® Path

Plataforma de Acceso Transanal

GelPOINT Path

Plataforma de Acceso Transanal

Cubierta GelSeal®

Proporciona un punto de apoyo flexible para una triangulación sin precedentes de los instrumentos estándar para laparoscopia


Mantiene la insuflación para un acceso continuo

Dos puertos intercambiables para insuflación/evacuación de humos con llave de paso y fijaciones luer para acomodarse a la insuflación laparoscópica o para facilitar la evacuación de humos

Facilita la retirada de especímenes grandes con una simple separación del canal de acceso

Tamaño real





Canal de Acceso

Sencillo de montar y colocar ahorrando tiempo en quirófano

Proporciona 4cm de retracción atraumática para una mayor exposición y acceso

Incluye enganches de sutura para garantizar la máxima seguridad durante todo el procedimiento


Dos tamaños disponibles para cumplir con las necesidades de los procedimientos



Cánulas con Autoretención

Se adaptan a los instrumentos estándar entre 5-10mm, instrumentos de 5mm angulados y agujas de sutura curvas

Ofrecen una gran libertad de movimiento y una menor colisión de los instrumentos debido a su diseño de bajo perfil



Cirugía Transanal Mínimamente Invasiva (TAMIS)

TAMIS permite a los cirujanos extirpar pólipos benignos y tumores malignos bien seleccionados en el recto mediante una plataforma de acceso avanzado e instrumentación para laparoscopia estándar.



GelPOINT Path Plataforma de Acceso Transanal

Referencia	Tamaño	Presentación
CNO11	4 x 5.5 cm	1/Box

Componentes

- (1) Cubierta GelSeal
- (1) Canal de Acceso con Introdutor
- (4) Cánulas con AutoretenCIÓN 10mm
- (1) Obturador 10mm



Referencia	Tamaño	Presentación
CNO12	4 x 9 cm	1/Box

Componentes

- (1) Cubierta GelSeal
- (1) Canal de Acceso con Introdutor
- (4) Cánulas con AutoretenCIÓN 10mm
- (1) Obturador 10mm

Visite www.appliedmedical.com/gelpoint
para más información

© 2017 Applied Medical Resources Corporation. Reservados todos los derechos. Applied Medical, el diseño del logotipo de Applied Medical y las marcas designadas con el símbolo ® son marcas comerciales de Applied Medical Resources Corporation registradas en uno de los siguientes países o en varios: Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y/o la Unión Europea. SC01943K-SP